




krismacare

KIP-101

Infusion Pump



Best choice of infusion pump

Second for life

www.kharisma-utama.id

- 5 mode titrasi (Rate, Time, Dose, Sequential dan Drug Library)
- Titrasi bolus secara manual atau otomatis.
- Terdapat mounting clamp untuk pemasangan pada tiang infus.
- Dilengkapi fitur KVO (Keep Vein Open).
- Tampilan layar TFT berwarna yang dapat diatur tingkat kecerahannya
- Operasionalisasi yang mudah dengan Sistem tombol DPS.

SPESIFIKASI :

IV set yang dapat di gunakan	: Universal setelah kalibrasi
Akurasi	: $\pm 2\%$
Mode Rate	: 0.1 ml/h - 1500.0 ml/h (0.1 ml/h or 1 ml/h step) 0.1 - 10 ml/h : 0.01 ml/h step 10 - 100 ml/h : 0.1 ml/h step 100 - 1500 ml/h : 1 ml/h step VTBI : off - 9999.9 ml (0.1 ml step)
Mode Time (Waktu)	: Waktu : 00 h : 00 m : 01 s - 99 h : 59 m : 59 s VTBI : 0.1 - 9999.9 ml (0.1 ml step)
Mode Sequential	: Tersedia
Mode Dose (Dosis)	: Dosis : 0.001 - 9999 (0.001 - 10 : 0.001 step 10 - 100 : 0.01 step 100 - 1000 : 0.1 step 1000 - 9999 : 1 step) Berat Badan : 0.1 - 300 kg (0.1 kg step) Drug mass : 0.1 - 999.9 (0.1 step) SOL VOL : 0.1 - 999.9 ml (0.1 ml step)
Mode Drug Library	: Tersedia
Purge	: Adjustable
Bolus	: Up to 1500 ml/h, manual atau automatic
VTBI Bolus	: 1 - 100 ml
KVO	: Rate : off - 20 ml/h, Waktu : off - 239 min
DPS Occlusion Pressure	: 14 level

level	Pressure	level	Pressure	level	Pressure
1	30 kpa	6	80 kpa	11	130 kpa
2	40 kpa	7	90 kpa	12	140 kpa
3	50 kpa	8	100 kpa	13	150 kpa
4	60 kpa	9	110 kpa	14	160 kpa
5	70 kpa	10	120 kpa		

Alarm	: Rate Abnormal, Door Open, Air-in-line, Occlusion, Bottle empty, battery empty, no battery, key holding during infusion/pause, Infusion complete No action, Battery low
Volume Alarm	: Tiga tingkat : Low, Medium, High
Koneksi Kabel	: USB type C
Kecerahan	: Adjustable
Penyimpanan Data	: 5000 data
Catu Daya	: 100 - 240VAC ($\pm 10\%$), 50/60Hz Built-in Lithium battery rechargeable
Protection Class	: Class I, Type CF, IPX4
Dimensi	: 120x100x215 mm, 1.7 kg
Dimensi Kemasan	: 250x190x155 mm, 2.5 kg
Optional	: Koneksi LAN, Drop Sensor

DISTRIBUTOR :

PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA

JL.Utan Kayu Raya No.104-105A, Jakarta 13120, INDONESIA

Phone: +62 21 8511 303 E-mail: kharisma-utama@kharisma-utama.com

www.kharisma-utama.id